

Die Glorreichen Vier von CEKA:

3C-BOND - CEKA SITE - CEKA BOND - PLASTICWAX

Sehr geehrter Kunde,

in lockerer Folge möchten wir Ihnen wieder einmal unsere Produkte näher bringen – in Text und Bild und schön anschaulich.

Oft ist es doch so, dass einem die komplette Produktpalette nicht mehr geläufig ist oder interessante Neuheiten hinzugekommen sind.

Diese Nische wollen wir schließen und Ihnen verschiedene Produktsteckbriefe aus dem CEKA- oder PRECI-LINE-Programm anhand geben.

Heuten stellen wir Ihnen eine Auswahl unserer [Labormaterialien](#) vor.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? In diesem Fall gibt Ihnen unser Fachlabor gerne weitere Tipps und Hinweise.

Bis dahin verbleiben wir mit den besten Grüßen aus Hannover

Ihr

CEKA-VERTRIEB-Deutschland



ästhetisch – preiswert – zuverlässig

3C-BOND

für problemlose Keramikverblendung

Mikrofeines keramisches Bonding-Material für NEM-Legierungen und Cr-Co. Verhindert Grünverfärbung und sorgt für bestmögliche Haftung der Keramik. Verwendbar für alle gängigen Keramikmassen.



3C-BOND
Dose = 20 Gramm



schnell – präzise – stabil

CEKA SITE

Der Universalkleber für die Zahntechnik

Anaerob aushärtendes Klebe- und Verblockungsmittel. Universell einsetzbar in der Geschiebe-, Teleskop- und Implantattechnik. Garantiert schnell und präzise Verarbeitung sowie eine dauerhafte und stabile Verbindung.



CEKA SITE: je 2 g Basis/Katalysator, Bürsten, Anmischblock



vielseitig – präzise – gut

PLASTICWAX

...schnell unentbehrlich

Mit Kunststoff angereichertes Wachs. Ideal für spannungsfreie Arbeiten. Garantiert einzigartige Präzision und Oberflächen-glätte. In jedem Bereich der Zahntechnik verwendbar.

PLASTICWAX: 1 Dose 45 Gramm

Ausserdem in verschieden geformten Profilstege erhältlich.




sicher – hygienisch – effizient

CEKA BOND

Für sicheren Halt der Verschraubung

Mundbeständiges und effizientes Sicherungsmittel für prothetische und orthodontische Verschraubungen. Verhindert das Loslösen von Patrizien im Mund.



CEKA BOND
Tube = 3 ml

© CEKA-Vertrieb Deutschland 2004. Alle Rechte vorbehalten.