



Eine runde Sache:

PRECI-CLIX RADIKULÄR

Sehr geehrter Kunde,

Sie erinnern sich: In lockerer Folge bieten wir Ihnen seit einigen Jahren über unsere Haus-Info die Möglichkeit, sich immer wieder einmal mit unserer großen Produktpalette vertraut zu machen – in Text und Bild und schön anschaulich. Die Resonanz war ausgesprochen freundlich und motiviert uns, in diesem Stil weiterzumachen.

Diesmal wollen wir Ihnen das Kugel-Attachment **PRECI-CLIX** näherbringen – und das aus zwei Gründen: Angesichts allseits angespannter Finanzlage ist die Bezahlbarkeit oberstes Prinzip. **PRECI-CLIX ist bezahlbar!** Und zweitens zeichnet es sich durch eine **hohe Stabilität** aus, was rasche Folgekosten ausschließt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? In diesem Fall gibt Ihnen wie immer unser Fachlabor gerne weitere Tipps und wertvolle Hinweise.

Wählen Sie Hannover...

CEKA-VERTRIEB-Deutschland

Ihr Kompetenzteam in Sachen Zahntechnik


Sofortige Verarbeitung. Präzise Verankerung. Leichter Austausch.

PRECI-CLIX RADIKULÄR wird vom Zahnarzt oder vom Techniker in nur einer einzigen Sitzung eingearbeitet. Der Patient erhält dabei eine dauerhafte und sichere Verankerung für seine Hybridprothese. Sowohl die Titanpatrize als auch die Kunststoffmatrize sind im Handumdrehen zu ersetzen.

PRECI-CLIX RADIKULÄR überzeugt durch seine einfache Verarbeitung und seine hohe Stabilität. Das hörbare Einrasten der Patrize gibt dem Patienten Sicherheit beim Eingliedern der Prothese.

Darum: Schenken Sie Ihren Patienten ein gutes Gefühl mit **PRECI-CLIX RADIKULÄR**

- Schnell & preiswert:** in nur einer einzigen Sitzung vom Zahnarzt oder Techniker einzubauen . und dazu ein absoluter Preisknüller.
- Sicher:** ausschraubbare, also ersetzbare Patrize und auswechselbare Kunststoffmatrizen in verschiedenen Retentionswerten.
- Biokompatibel & antiallergen:** Wurzelstift und Patrize aus Titan, Matrizen aus resistentem Kunststoff.



**PRECI-CLIX-Satz
Art.Nr. 1299**



2 x PRECI-CLIX RTI, Art.Nr. 1291
Radikuläres Kugelattachment für Kunststoffprothesen. Zementierbarer Titanwurzelstift mit ausschraubbarer TITANAX-Patrize. TITANAX-Gehäuse mit ersetzbarer Kunststoffmatrize in 3 Retentionswerten. Beweglichkeit: 10°



PRECI-CLIX-Matrize (2 + 2 + 2), Art.Nr. 1234



Schraubenzieher Art.Nr. IMP-XS-042



PRECI-CLIX-Eindrückstift Art.Nr. 1222



PRECI-CLIX-R-BOHRERSATZ, Art.Nr. 1226

Satz mit 3 kalibrierten Bohrern für das Winkelstück zum Einzementieren des Wurzelkanals eines PRECI-CLIX Wurzelstifts 1291C.


Satz: 1 Vorbohrer + 1 Kavitätenbohrer + 1 Präzisionserweiterer

Abdruckhilfsstück M 2 Art.Nr. RE H 2

Modellanalog Art.Nr. RE H 14

+ CEKA BOND Art.Nr. CB1

PRECI-CLIX extrakoronar




Eine wirklich perfekt runde Titan-Kugel, die auch perfekt rund bleibt. Preiswert, vielseitig einsetzbar und leicht zu verarbeiten. Mit CEKA- und PRECI-LINE haben Sie stets die richtige Lösung parat.

Fordern Sie noch heute Ihr kostenloses Infopaket an.



**PRECI-LINE[®]
SYSTEM**



© CEKA-VERTRIEB Deutschland 2005 . Alle Rechte vorbehalten.

CEKA-VERTRIEB Deutschland
Akazienstraße 7a | 30169 Hannover
www.ceka-vertrieb.de



Tel. (0511) 8 07 00 41 . 45
Fax: (0511) 8 07 00 46
info@ceka-vertrieb.de