

HANNOVER\_info 38

## CEKA MULTI Komposit & Primer



CEKA MULTI ist ein neuer Befestigungszement für Gerüste auf Implantaten und Stiftaufbauten.

Es sorgt für eine ideale Verbindung aller gängigen Dentalmaterialien wie Zirkonoxid, Edelmetall- und NEM-Legierungen, Titan und Keramik. Optimale Haftung durch vorheriges Sandstrahlen, beste Verarbeitungskonsistenz, kein Ätzen, Lichthärtung nicht erforderlich.

CEKA MULTI garantiert CEKA-PRECI-LINE-Qualität zu einem unschlagbaren Preis.





MULTI Set 6700:  
Komposit 2x4 g, Primer 5 ml, 6  
Automischkanüle, Pinsel und Mischblock

## DAS PRECI-BAR SYSTEM


### Die Sofortversorgung nach Prof. Dolder

Nach wie vor sind Doldergelenksysteme, wie das PRECI-BAR-System, in der Zahntechnik als zuverlässige Halte- und Stützelemente anerkannt. Sein Funktionsbereich erstreckt sich von der gingivalen über die parodontale Abstützung bis hin zur implantatgetragenen Versorgung. Doch unabhängig von den vielfältigen Einsatzbereichen bietet das Doldersystem einen entscheidenden Vorteil: **Die Sofortversorgung.** Mit kaum einem anderen System lässt sich in vergleichbar kurzer Fertigungszeit eine dauerhaft stabile Versorgung ermöglichen.



Mit dem PRECI-BAR bietet CEKA-PRECI-LINE ein System an, das durch seine vielfältige Formgebung für alle Einsatzbereiche die geeignete Lösung parat hält. PRECI-BAR Stege und Stegreiter sind oval oder U-förmig erhältlich, jeweils in Standard- oder Mini-Abmessungen. Darüber hinaus bietet PRECI-BAR eine Legierungsvielfalt, von Gold und Palladium bis zu Inox und Kunststoff, für die unterschiedlichen Budgets.

### Mit oder ohne Platzhalter?



Die Verwendung eines Platzhalters erlaubt ein prothetisches Konzept, das das Stegsegment nicht belastet und damit nur für Retention und Stabilität sorgt. Bei Stegextensionen neutralisiert er die Druckführung und verhindert ungewollte Torsionskräfte auf Extension, Reiter oder Implantate.

## Die schnelle Hilfe für den Zahnarzt: PRECI-CLIX RADIKULÄR

**PRECI-CLIX RADIKULÄR** ist ein Kugelattachment für Kunststoff-Hybridprothesen. Ein Titanwurzelstift kann hier direkt vom Zahnarzt in nur einer Sitzung in den aufbereiteten Wurzelkanal einzementiert werden. Retentive Kunststoffmatrizen sorgen für sicheren Halt und sind im Handumdrehen einzusetzen. **PRECI-CLIX RADIKULÄR** ist ideal für ein Restgebiss mit schwacher Halteprognose.



Starten Sie am besten mit unseren preiswerten Einführungssets.